

脱脂奶菌株冻存管
使用说明书

[产品名称]

脱脂奶菌株冻存管

[产品货号]

DC04

[产品规格]

1.5 毫升/支

[产品用途]

用于菌株的-10°C至-80°C保存。

[主要成分]

10%脱脂奶。

[使用说明]

用无菌棉签或接种环从非选择性平板上取新鲜纯培养菌落至冻存管中，混匀后，放置-80°C冰箱保存。

[储存条件及有效期]

4°C保存，有效期 2 年

[产品生物学指标]

接种下表中的质控菌，于 36±1°C培养 18-24h 后，结果如下：

菌株	生长情况	结果
鼠伤寒沙门氏菌 ATCC14028	+++++	/
蜡样芽孢杆菌 CMCC63303	+++++	/
大肠埃希氏菌 ATCC25922	+++++	/
金黄色葡萄球菌 ATCC6538	+++++	/
铜绿假单胞杆菌 CMCC10104	+++++	/

[废物处理]

一切含菌的试验材料应置于 121 °C下湿热灭菌 30 min 之后，按医疗垃圾相应的处理方式处理。

脱脂奶菌株冻存管
使用说明书

[产品名称]

脱脂奶菌株冻存管

[产品货号]

DC04

[产品规格]

1.5 毫升/支

[产品用途]

用于菌株的-10°C至-80°C保存。

[主要成分]

10%脱脂奶。

[使用说明]

用无菌棉签或接种环从非选择性平板上取新鲜纯培养菌落至冻存管中，混匀后，放置-80°C冰箱保存。

[储存条件及有效期]

4°C保存，有效期 2 年

[产品生物学指标]

接种下表中的质控菌，于 36±1°C培养 18-24h 后，结果如下：

菌株	生长情况	结果
鼠伤寒沙门氏菌 ATCC14028	+++++	/
蜡样芽孢杆菌 CMCC63303	+++++	/
大肠埃希氏菌 ATCC25922	+++++	/
金黄色葡萄球菌 ATCC6538	+++++	/
铜绿假单胞杆菌 CMCC10104	+++++	/

[废物处理]

一切含菌的试验材料应置于 121 °C下湿热灭菌 30 min 之后，按医疗垃圾相应的处理方式处理。